

Reg. No. RU - 13020030036
ISO 9001:2015

FOCT P NCO 9001-2015



CE 0598

GB THE INSTRUCTION FOR USE FOR FILTERING HALF MASKS RK 9000 SERIES

Model	Protection level	Occupational Exposure Limit (OEL)	Comments
RK 9010	FFP1 R D	4	No valve
RK 9011	FFP1 R D	4	Valve
RK 9020	FFP2 R D	12	No valve
RK 9021	FFP2 R D	12	Valve
RK 9030	FFP3 R D	50	No valve
RK 9031	FFP3 R D	50	Valve

Description of placing the mask. Instructions for wearing



1. Remove the mask from the packaging. Check the condition of the mask for any holes and damage to the filter material. Pull the lower loop of the head strap (Fig. 1) and place it to the back of your head (Fig. 2).

2. Put on the filtering half mask. Hold the respirator with one hand and place the upper loop of the head strap to the top of your head with the other hand (Fig. 3). Adjust the elastic head straps and lock them with clamp. Form the noseclip around the nose (Fig. 4).

3. Check position and seal: Hold both hands around the mask, and exhale/inhale. If you feel any air escaping around the nose area, the mask should once again be correctly adjusted. If air leaks are noted around the line of contact, repeat and/or readjust the head straps, adjust mask position on the face to achieve a better seal. If no effective seal can be achieved, the respiratory protective device should not be used!

Storage

Storage or warehouse areas must have a normal climate. I.e. the air must be dry, cool and free from hazardous substances. Storage between -30°C and +70°C, atmospheric humidity <80%. Unpacked or damaged masks may no longer be used.

The storage period, under these conditions, is limited to 5 years.

Disposal

The filtering half mask should be disposed of following use in a safe and environmentally-friendly manner, in accordance with the national regulations.



IMPORTANT NOTES

Allocated protection factors may differ from country to country.

Statutory stipulations and regulations

2016/425:	Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU)
EN149:2001+A1:2009 EU type examination by:	Filtering half masks to protect against particles SGS Fimko Ltd. 0598
Production control according to Module D:	Notified body number: 0598 SGS Fimko Ltd. Takomotie 8 FI-00380 Helsinki
Official marks	



Manufacturer: Respiratori Kompleks Ltd.

3 Chekalova St., building 592, Leningradskaya obl., GP Im. Morozova, 188679, Russia.

+7 (812) 329-11-65; zakaz@rkszpe.ru; www.rkszpe.com

GB

Declaration of conformity to the PPE Regulation (EU) 2016/425 can be found at:
http://rkszpe.ru/respirator/rk9000/declaration/

RU BY

Декларация о соответствии PPE Regulation (EU) 2016/425 можно найти по адресу:
http://rkszpe.ru/respirator/rk9000/declaration/

DE CH AT

Konformitätserklärung zur PPE Regulation (EU) 2016/425 finden Sie unter:
http://rkszpe.ru/respirator/rk9000/declaration/

FR CH BE

La déclaration de conformité à la PPE Regulation (EU) 2016/425 peut être consultée à l'adresse suivante:
http://rkszpe.ru/respirator/rk9000/declaration/

ES

La declaración de conformidad con el PPE Regulation (EU) 2016/425 se puede encontrar en:
http://rkszpe.ru/respirator/rk9000/declaration/

IT CH

La dichiarazione di conformità alla PPE Regulation (EU) 2016/425 può essere trovata all'indirizzo:
http://rkszpe.ru/respirator/rk9000/declaration/

NO

Erklæring om samsvar PPE Regulation (EU) 2016/425 kan bli funnet på:
http://rkszpe.ru/respirator/rk9000/declaration/

www.rkszpe.com

www.rkszpe.ru



© «Respiratori Kompleks»

RU BY ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТРУЮЩЕГО РЕСПИРАТОРА СЕРИИ RK 9000

Модель	Класс защиты	Предельно допустимая концентрация (ПДК)	Примечание
RK 9010	FFP1 R D	4	Без клапана
RK 9011	FFP1 R D	4	С клапаном
RK 9020	FFP2 R D	12	Без клапана
RK 9021	FFP2 R D	12	С клапаном
RK 9030	FFP3 R D	50	Без клапана
RK 9031	FFP3 R D	50	С клапаном

Инструкция по надеванию



1) Чистыми руками вскрыть упаковку, проверить респиратор на наличие дефектов. Вытануть нижнюю петлю ленты оголовья (Рис.1) и завести ее за голову на уровне затылочной части (Рис.2).

2) Надеть респиратор на лицо. Одной рукой придерживать респиратор, другой – завести верхнюю петлю ленты оголовья на уровень теменной части головы (Рис.3). Отогнувшись эластичные ленты оголовья и закрепить их фиксатором. Обжать носовую пластину на переносице. (Рис.4)

3) Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох/выдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение полумаски и лент оголовья. Повторить проверку на плотность прилегания. Если плотное прилегание не было достигнуто, респиратор не может быть использован.

Хранение
Респираторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков и механических повреждений. Хранить при температуре от -30°C до +70°C и относительной влажности до 80%. Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

Утилизация

Респираторы после использования и респираторы с истекшим сроком годности утилизируются как бытовые отходы.

Перед использованием респиратора:

- Внимательно ознакомьтесь с информацией, содержащейся в данной инструкции. Невыполнение инструкции может представлять риск или привести к необратимым последствиям для здоровья.
- Респиратор должен подбираться в соответствии с концентрацией аэрозолей в окружающем воздухе.
- В случае риска недостатка кислорода, наличия высокой концентрации опасных, вредных веществ должны применяться изолирующие СИЗОД.
- Предназначенные для многоразового применения. Заменять в случае повреждения респиратора или сильного сопротивления дыханию.
- При неоднократном использовании подлежит чистке встроенным или обратным продувом чистым воздухом.
- Не использовать воздух под давлением для очистки – это может привести к повреждению респиратора.
- Не подлежит чистке и дезинфекции химическими растворами и реагентами.

Ограничения по применению

- Нельзя применять респиратор при содержании кислорода во вдыхаемом воздухе менее 17% от объема.
- Не допускается использование в непротивляемых контейнерах, колодцах, закрытых емкостях и помещениях малого объема.
- Респиратор не должен использоваться для защиты от паров и газов вредных веществ.
- В случае применения респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, или глубокими шрамами в области линии прилегания, эффективность респиратора снижается.

GB THE INSTRUCTION FOR USE FOR FILTERING HALF MASKS RK 9000 SERIES

Model	Protection level	Occupational Exposure Limit (OEL)	Comments
RK 9010	FFP1 R D	4	No valve
RK 9011	FFP1 R D	4	Valve
RK 9020	FFP2 R D	12	No valve
RK 9021	FFP2 R D	12	Valve
RK 9030	FFP3 R D	50	No valve
RK 9031	FFP3 R D	50	Valve

Description of placing the mask. Instructions for wearing



1. Remove the mask from the packaging. Check the condition of the mask for any holes and damage to the filter material. Pull the lower loop of the head strap (Fig. 1) and place it to the back of your head (Fig. 2).

2. Put on the filtering half mask. Hold the respirator with one hand and place the upper loop of the head strap to the top of your head with the other hand (Fig. 3). Adjust the elastic head straps and lock them with clamp. Form the noseclip around the nose (Fig. 4).

3. Check position and seal: Hold both hands around the mask, and exhale/inhale. If you feel any air escaping around the nose area, the mask should once again be correctly adjusted. If air leaks are noted around the line of contact, repeat and/or readjust the head straps, adjust mask position on the face to achieve a better seal. If no effective seal can be achieved, the respiratory protective device should not be used!

Storage

Storage or warehouse areas must have a normal climate. I.e. the air must be dry, cool and free from hazardous substances. Storage between -30°C and +70°C, atmospheric humidity <80%. Unpacked or damaged masks may no longer be used.

The storage period, under these conditions, is limited to 5 years.

Disposal

The filtering half mask should be disposed of following use in a safe and environmentally-friendly manner, in accordance with the national regulations.



IMPORTANT NOTES

Allocated protection factors may differ from country to country.

Statutory stipulations and regulations

2016/425:	Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU)
EN149:2001+A1:2009 EU type examination by:	Filtering half masks to protect against particles SGS Fimko Ltd. 0598
Production control according to Module D:	Notified body number: 0598 SGS Fimko Ltd. Takomotie 8 FI-00380 Helsinki
Official marks	



Manufacturer: Respiratori Kompleks Ltd.

3 Chekalova St., building 592, Leningradskaya obl., GP Im. Morozova, 188679, Russia.

+7 (812) 329-11-65; zakaz@rkszpe.ru; www.rkszpe.com

DE CH AT GEBRAUCHSANWEISUNG DER FILTRIERENDE HALBMASKE DER SERIE RK 9000

Modell	Schutzklasse	Arbeitsplatz-grenzwert (AGW)	Bemerkung
RK 9010	FFP1 R D	4	Ohne Ventil
RK 9011	FFP1 R D	4	Mit Ventil
RK 9020	FFP2 R D	12	Ohne Ventil
RK 9021	FFP2 R D	12	Mit Ventil
RK 9030	FFP3 R D	50	Ohne Ventil
RK 9031	FFP3 R D	50	Mit Ventil

Anweisung für das Aufsetzen



1. Öffnen Sie die Verpackung mit sauberen Händen, prüfen Sie die Maske visuell auf Mängel. Ziehen Sie die untere Schlinge des Kopfbandes (Bild. 1) hinter den Kopf auf das Niveau des Nackens (Bild. 2).

2. Ziehen Sie die Maske auf das Gesicht an. Halten Sie die Maske mit einer Hand und ziehen Sie die obere Schlinge des Kopfbandes auf das Niveau des Scheitels mit einer anderen Hand (Bild. 3). Passen Sie die Gummikopfbänder an und sichern Sie sie mit einem Fixierlement. Drücken Sie das Nasenteil mit Ihren Fingern fest über dem Nasenrücken an (Bild. 4).

3. Dichtheitskontrolle: bedecken Sie den Maskenkörper mit beiden Händen, ohne dass er dabei verkrümmt, und scharf ausatmen/ einatmen. Bei einer Leckage am Maskenrand überprüfen Sie den Sitz der Bänder am Kopf, bis die Leckage beseitigt ist. Wiederholen Sie die Dichtheitskontrolle. Die Maske kann nicht verwendet werden, wenn Sie keinen ordnungsgemäßen Sitz erreichen können.

Lagerung

Die Masken sollen in einer Herstellerverpackung aufbewahrt werden, in einem trockenen und gegen Niederschläge und Grundwasser geschützten Raum. Bei Temperaturen von -30°C bis +70°C und Relativfeuchtigkeit nicht mehr als 80% aufbewahren.

Entpackte oder beschädigte Masken nicht benutzen. Aufbewahrungsgarantie ist 5 Jahre, wenn die Transport- und Aufbewahrungsbedingungen in der Herstellerverpackung beachtet werden.

Verschrottung

Die Maske sollen nach der Benutzung gefahrlös und umweltfreundlich gemäß den nationalen Regelungen verschrottet werden.

Normativbestimmungen und Regelungen

2016/425:	Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU)
EN149:2001+A1:2009 EU type examination by:	Filtering half masks to protect against particles SGS Fimko Ltd. 0598
Production control according to Module D:	Notified body number: 0598 SGS Fimko Ltd. Takomotie 8 FI-00380 Helsinki
Official marks	



Hersteller: Respiratori Kompleks GmbH

3 Chekalova St., building 592, Leningradskaya obl., GP Im. Morozova, 188679, Russia.

+7 (812) 329-11-65; zakaz@rkszpe.ru; www.rkszpe.com



WICHTIG
AGW kann in unterschiedlichen Ländern
verschieden sein.

Le modèle	Classe de protection	Valeur Moyenne d'Exposition (VME)	Note
RK 9010	FFP1 R D	4	Sans soupape
RK 9011	FFP1 R D	4	Avec soupape
RK 9020	FFP2 R D	12	Sans soupape
RK 9021	FFP2 R D	12	Avec soupape
RK 9030	FFP3 R D	50	Sans soupape
RK 9031	FFP3 R D	50	Avec soupape

Application

Le masque sert à la protection du système respiratoire contre tous les types d'aérosol (poussière, fumée, brouillard).

Avant d'utiliser le masque

- Renseignez bien sur l'information dans l'instruction. La violence des instructions peut présenter un risque ou amener aux effets irréversibles de la santé.
- On ramène le masque conformément à l'origine et la concentration des agents nocifs.
- En cas de risque de faute de l'oxygène, de concentrations excessivement élevées d'agents nocifs ou de concentrations admissibles inconnues, des dispositifs d'isolation avec alimentation en air indépendante doivent être utilisés.
- Les masques détériorés, contaminés à l'intérieur ou avec la date expirée ne peuvent pas être utilisés.

Mode d'utilisation

- La sélection de la protection du système respiratoire conformément aux conditions opératoires est nécessaire pour protéger votre santé. En cas des maladies, prenez une consultation auprès du médecin sur la possibilité d'utilisation du masque.
- Jeter et remplacer le masque si celui-ci est endommagé ou si la résistance respiratoire devient excessive.
- En cas d'utilisation répétée, nettoyer en secouant ou en purgeant de l'air pur. Ne pas utiliser d'air sous pression pour nettoyer - cela pourrait endommager le masque.
- La durée de vie du masque est déterminée par son état sanitaire et hygiénique et le degré d'usure physique. Ne peut pas être nettoyé et désinfecté avec des solutions chimiques et des réactifs.
- Il faut quitter le poste de travail en cas de:
 - la respiration difficile;
 - l'étdouissement ou d'autres symptômes inquiétants;
 - la défaillance d'un masque;
 - la situation d'urgence;

Les restrictions de l'usage

- Le contenu de l'oxygène en air aspiré doit être au moins 19,5%.
- L'usage aux conteneurs, puits, petits appartements est inadmissible.
- Le masque ne protège pas des gaz et des vapeurs.
- Dans le cas de l'utilisation d'un masque par des personnes avec une barbe, les poils, le favoris, ou des cicatrices profondes dans la zone de la ligne de pilier, l'efficacité des masques est réduite.

ES INSTRUCCIONES DE USO DE LA MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE LA SERIE RK 9000

Modelo	Factor de protección	Valor límite ambiental para partículas (VLA)	Nota
RK 9010	FFP1 R D	4	Sin válvula
RK 9011	FFP1 R D	4	Con válvula
RK 9020	FFP2 R D	12	Sin válvula
RK 9021	FFP2 R D	12	Con válvula
RK 9030	FFP3 R D	50	Sin válvula
RK 9031	FFP3 R D	50	Con válvula

Campo de aplicación

La mascarilla se utiliza para proteger los órganos del sistema respiratorio contra todo tipo de aerosoles (polvo, humo, niebla).

Antes de usar el respirador:

- Lea cuidadosamente la información contenida en estas instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede representar un riesgo o provocar consecuencias irreversibles para la salud.
- La mascarilla debe seleccionarse de acuerdo con el origen y la concentración de sustancias nocivas.
- Si existe riesgo de deficiencia de oxígeno, concentraciones excesivamente altas de sustancias nocivas o no se conocen sus concentraciones respecto a la dosis permisible, se deben utilizar dispositivos aislantes con suministro de aire independiente.
- No se pueden usar mascarillas dañadas, sucios por dentro o vencidos.

Reglas de uso

- La elección del medio de protección de los órganos del sistema respiratorio de acuerdo con las condiciones laborales es necesaria para proteger su salud. En caso de padecer cualquier enfermedad, consulte a su médico para conocer sobre la posibilidad de usar el respirador.
- Deseche y sustituya la mascarilla si ésta se daña, la respiración se hace difícil.
- En caso de uso repetido, debe limpiarse con agitación o soplando hacia atrás con aire limpio. No utilice aire presurizado para la limpieza-este puede dañar el respirador.
- La vida útil del respirador está determinada por su estado sanitario y higiénico y el grado de desgaste físico. No se puede limpiar y desinfectar con soluciones químicas y reactivos.
- Se debe abandonar el área de trabajo de inmediato si:
 - aparece dificultad para respirar;
 - surge una sensación de mareo u otros síntomas alarmantes;
 - el respirador está dañado;
 - ocurre una situación de emergencia.

Limitaciones en el uso

- El contenido de oxígeno en el aire inhalado debe ser por lo menos 19,5%.
- Se prohíbe el uso en recipientes sin ventilación, pozos o espacios pequeños.
- Este producto no ofrece protección frente a gases y vapores.
- En el caso de la aplicación de la mascarilla por personas con barba, cerdas, patillas, o cicatrices profundas en el área de la línea de ajuste, la eficiencia de la mascarilla se reduce.

IMPORTANTE

VLA puede variar de un país a otro.

Mode de mettre le masque

- Ouvrez l'emballage avec les mains propres, vérifiez-le en manque de défauts. Relâcher l'élastique inférieure (Fig.1) et la passer en arrière de la tête au niveau de la nuque (Fig.2).
- Mettre le masque au visage. Tenir le masque par une main et passer l'élastique supérieur au-dessus de la partie supérieure de la tête (Fig.3). Ajuster les élastiques et les fixer à l'aide du fixateur. Adapter la barrette nasale à la forme du nez (Fig.4).

- Vérifiez le masque à la densité du jointement: sans mouver le masque prenez dans les mains et aspirez / expirez brusquement. Si l'air pénètre à travers des bords du masque, il faut régler la position du demi-masque et des élastiques. Révérifiez la densité du jointement. Si le jointement est faible, on ne peut pas l'utiliser.

Stockage

Les masques doivent être stockés dans un emballage du fabricant dans les locaux secs, préservés des impacts des précipitations atmosphériques et nappé d'eau libre. Stockez à la température de -30°C jusqu'à +70°C et l'humidité relative au moins 80%. Les masques défectueux ou emballés ne peuvent pas être utilisés. Le délai de garantie du stockage - 5 ans si les conditions du transport et du stockage dans un emballage du fabricant sont respectées.

Le recyclage

Après l'utilisation les masques doivent être recyclés sans danger et de manière écologique conformément aux règles nationales.

**IL EST IMPORTANT**

VME peut varier d'un pays à l'autre.

Les dispositions réglementaires

2016/425:	Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU)
EN149:2001+A1:2009 EU type examination by:	Filtering half masks to protect against particles SGS Fimko Ltd. 0598
Production control according to Module D:	Notified body number: 0598 SGS Fimko Ltd. Takomotie 8 FI-00380 Helsinki
Official marks	

**Fabricant: Respiratori Kompleks, SARL**

3 Chekalova St., building 592, Leningradskaya obl., GP Im. Morozova, 188679, Russia.

+7 (812) 329-11-65; zakaz@rkszpe.ru; www.rkszpe.com

Hvor kan du få åndedrettsmaske på:

Modell	Tilleggskrav	Grenseverdi	Utførelse
RK 9010	FFP1 R D	4	Uten ventil
RK 9011	FFP1 R D	4	Med ventil
RK 9020	FFP2 R D	12	Uten ventil
RK 9021	FFP2 R D	12	Med ventil
RK 9030	FFP3 R D	50	Uten ventil
RK 9031	FFP3 R D	50	Med ventil

Bruksområde

Åndedrettsmaske brukes til å beskytte luftveiene mot alle typer aerosoler (støv, røyk, tåke).

For du bruker åndedrettsmaske:

- Les nye informasjonen i denne brukerhåndboken. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette utgjøre en risiko eller føre til irreversible helseeffekter.
- Åndedrettsmaske må velges i samsvar med skadelige stoffers opprinnelse og koncentrasjon.
- I tilfelle av øksygenmangel, for høye koncentrasjoner av skadelige stoffer eller ukjente tillatte koncentrasjoner, bruk isolasjonsutstyr med uavhengig luftflukt.
- Du må ikke bruke kademde åndedrettsmaske, åndedrettsvern som er forurenset internt eller som er utgått.

Lagring

Åndedrettsmaske skal oppbevares i produsentens emballasje i tørr rom, beskyttet mot nedbør og grunnvann.

Oppbevares ved temperaturer fra -30°C til +70°C og relativ luftfuktighet under 80%.

Uemballerte eller ødelagte åndedrettsmaske kan ikke brukes.

Garantitiden holderbarhet er 5 år, hvis alle transportersingsforhold og oppbevaringsforhold i produsentens emballasje er oppfylt.

Kasting

Åndedrettsmaske etter bruk må kastes på en sikker og miljøvennlig måte i samsvar med nasjonale forskrifter.

**DET ER VIKTIG!**

Grenseverdi kan variere fra land til land.

Forskrifter og regler

2016/425:	Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU)
EN149:2001+A1:2009 EU type examination by:	Filtering half masks to protect against particles SGS Fimko Ltd. 0598
Production control according to Module D:	Notified body number: 0598 SGS Fimko Ltd. Takomotie 8 FI-00380 Helsinki

**Produsent: Respiratori Kompleks, BA**

3 Chekalova St., building 592, Leningradskaya obl., GP Im. Morozova, 188679, Russia.

+7 (812) 329-11-65; zakaz@rkszpe.ru; www.rkszpe.com

IT CH ISTRUZIONI PER L'USO DELLA MASCHERA FILTRANTE DELLA SERIE RK 9000

Modello	Classe di protezione	Threshold Limit Value (TLV)	Nota
RK 9010	FFP1 R D	4	Senza valvola
RK 9011	FFP1 R D	4	Con valvola
RK 9020	FFP2 R D	12	Senza valvola
RK 9021	FFP2 R D	12	Con valvola
RK 9030	FFP3 R D	50	Senza valvola
RK 9031	FFP3 R D	50	Con valvola

Sfera di utilizzo

La maschera viene utilizzata per la protezione del sistema respiratorio da tutti i tipi di aerosol atmosferico (polvere, fumo, nebbia).

Prima dell'utilizzo della maschera:

- Leggere attentamente le informazioni contenute nelle presenti istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni può comportare un rischio per la salute o provocare effetti irreversibili su quest'ultima.
- La maschera deve essere selezionata in base all'origine e alla concentrazione delle sostanze nocive.
- In caso di rischio di carenza di ossigeno, di concentrazioni eccessivamente elevate di sostanze nocive o di concentrazioni ammissibili ma di natura sconosciuta, devono essere utilizzati dispositivi isolanti con alimentazione respiratoria autonoma.
- Le maschere danneggiate, contaminate internamente o scadute non possono essere utilizzate.

Norme d'uso

- Una selezione del dispositivo di protezione degli organi respiratori in conformità con le condizioni operative è necessaria per tutelare realmente la vostra salute. In caso di malattie di qualsiasi tipo, consultate il medico in merito alla possibilità di utilizzare la maschera.
- Eliminare e sostituire il respiratore se questo è danneggiato, se la resistenza respiratoria diventa eccessiva
- In caso di uso ripetuto, pulire agitando o soffiando all'indietro con aria pulita. Non utilizzare aria pressurizzata per la pulizia - può danneggiare la maschera.
- La durata della maschera è determinata dalle sue condizioni igieniche e dal grado di usura fisica. Non può essere pulito e disinfeccato con soluzioni chimiche e reagenti.
- Bisogna abbandonare immediatamente la zona operativa se:
 - la respirazione si fa difficoltosa;
 - si avvertono vertigini o altri sintomi che causino preoccupazione;
 - la maschera è danneggiata;
 - insorge un caso di emergenza.

Limitazioni d'uso

- Il contenuto di ossigeno nell'aria inalata deve essere almeno del 19,5%.
- Non è consentito l'uso in container non ventilati, pozzi, locali/spazi di piccole dimensioni.
- Questi prodotti non proteggono da gas e vapori.
- Nel caso di applicazione della maschera da parte di persone con la barba, setole, basette, o cicatrici profonde nel campo della linea di adattamento, l'efficacia della maschera sono in calo.

**IMPORTANTE**

TLV può differire nei vari paesi.

Come applicare la maschera

- Aprire la confezione con le mani pulite, controllare che la maschera non presenti difetti. Estrarre l'occhiello inferiore del cinturino (Fig.1) e posizionarlo dietro la testa a livello della parte occipitale (Fig.2).
- Mettere la maschera sul viso. Con una mano trattenere la maschera, con l'altra - portare l'occhiello superiore della testiera a livello della parte parietale della testa (Fig.3). Regolare le fasce elastiche della testiera e fissarle con il ferro. Forma una clava nasale sul ponte del naso (Fig.4).
- Controllare accuratamente il livello di completa aderenza della maschera: senza farla spostare, coprire del tutto la maschera con entrambe le mani e farne una rapida inspirazione/esppirazione. Se passa dell'aria per la linea della guarnizione, bisogna regolare la posizione della semimaschera e delle fasce di fissaggio.
- Controllare di nuovo il livello di completa aderenza. Se, dopo tali controlli, il livello di completa aderenza rimane ancora insoddisfacente, la maschera non può essere utilizzata.

Conservazione

Le maschere devono essere conservate nella confezione del produttore in luoghi sicuri, protetti da precipitazioni atmosferiche ed acque sotterranee.

Conservare ad una temperatura che vada da -30°C a +70°C e ad un tasso relativo di umidità che non superi l'80%.

Le maschere che siano state disimballate o danneggiate non possono essere utilizzate.


La durata di conservazione garantita è di 5 anni, purché le condizioni di trasporto e conservazione, indicate sulla confezione del produttore, siano correttamente osservate.

Smaltimento

Dopo l'uso, le maschere devono essere smaltite in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente, in conformità con le normative nazionali.

Ordinamenti normativi e regole

2016/425:	Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU)
EN149:2001+A1:2009 EU type examination by:	Filtering half masks to protect against particles SGS Fimko Ltd. 0598
Production control according to Module D:	Notified body number: 0598 SGS Fimko Ltd. Takomotie 8 FI-00380 Helsinki

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

- Prodotto: Respiratori Kompleks, SRL
- 3 Chekalova St., building 592, Leningradskaya obl., GP Im. Morozova, 188679, Russia.
- +7 (812) 329-11-65; zakaz@rkszpe.ru; www.rkszpe.com

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4